

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/derma-roller-aktywny-system-p-6960.html>

DERMA ROLLER AKTYWNY SYSTEM



Cena	32,39 zł
Numer katalogowy	1119784784
Kod producenta	AC104819
Kod EAN	5906717418921

Opis produktu

DERMA ROLLER AKTYWNY SYSTEM DERMA ROLLER AKTYWNY SYSTEM to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, które oferuje innowacyjny sposób regeneracji i odbudowy skóry. Dermo-Roller jest wyposażony w drobne, tytanowe mikro-igielki o różnych długościach, pozwalające na dokonanie blisko 250 tysięcy mikronakłuć na skórze w ciągu zaledwie 5 minut. Precyzja wykonania igieł tytanowych zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas wykonywania zabiegu. Każda głowica rollera jest wyposażona w 192 igły TYTANOWE. Zalety różnych długości igieł: - 0,25 mm do 0,50 mm - delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokążenia oraz poprawa kolorytu skóry. Te długości mogą być stosowane do użytku domowego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. - 0,75 mm do 2,0 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokążenia, utworzenie mikrokanalików oraz kontrolowane uszkodzenie naskórka. Działanie te prowadzi do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, likwidacji przebarwień oraz regeneracji skóry na wielu jej poziomach. Działanie Dermo-Rollera polega na tworzeniu mikroskopijnych kanalików w skórze, co prowadzi do stymulacji produkcji kolagenu i elastyny. Dzięki temu skóra staje się młodsza i oporniejsza na procesy starzenia. Ponadto, zastosowanie derma rollera znacznie zwiększa wchłanianie substancji aktywnych przez skórę - o 3000% więcej niż podczas standardowej aplikacji kosmetyków. Zabieg z użyciem ACTIV System Dermo-Rollera przynosi wiele korzyści, takich jak: - Zwiększenie napięcia i elastyczności skóry - Spłycenie zmarszczek - Likwidacja opadających powiek i kąćków ust - Redukcja skutków fotostarzenia skóry - Wzmocnienie mięśni mimicznych - Rozjaśnienie plam starczych i przebarwień - Pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, co wpływa na ich siłę i wytrzymałość - Spłycenie blizn potrądzikowych - Peeling i oczyszczenie naskórka - Zwężenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych ACTIV System Dermo-Roller jest odpowiedni dla osób o każdym typie cery, niezależnie od wieku. Może być używany na różnych częściach twarzy i ciała, bez powodowania nadwrażliwości na promienie słoneczne. Przed każdym zabiegiem upewnij się, że roller jest oryginalnie zapakowany i sterylne zamknięty, aby zapewnić klientce bezpieczeństwo i higienę. Każde nawet najmniejsze uszkodzenie naskórka aktywuje procesy samoodnowy skóry, które wydłużają się z wiekiem. Stosowanie Dermo-Rollera jest nieinwazyjnym i bezpiecznym sposobem stymulowania skóry do regeneracji, co z kolei zwiększa gęstość skóry. Już po pierwszym zabiegu skóra stanie się bardziej napięta i silniejsza, a systematyczne korzystanie z derma rollera daje szansę na osiągnięcie bardziej jędrnej i młodszej skóry. Wskazane jest przeprowadzanie zabiegów po znieczuleniu maścią Emla, zgodnie z indywidualnymi odczuciami klienta. Po zabiegu może wystąpić kropelkowe krwawienie oraz powstanie strupków, dlatego każdy roller powinien być umyty pod bieżącą wodą i zdezynfekowany przed i po każdym użyciu. Zabiegi można przeprowadzać na soli fizjologicznej. Odkryj innowacyjną metodę pielęgnacji skóry z DERMA ROLLER AKTYWNY SYSTEM i ciesz się zdrową, młodszą i promienną skórą!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC104819