

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/derma-roller-do-mezoterapii-p-5964.html>

DERMA ROLLER DO MEZOTERAPII

Cena	15,17 zł
Numer katalogowy	1119764697
Kod producenta	AC113235
Kod EAN	5906717417832

Opis produktu

DERMA ROLLER DO MEZOTERAPII Derma Roller to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, które jest innowacyjnym sposobem regeneracji i odbudowy skóry. Jest to alternatywa dla zabiegów laserowych, chirurgii plastycznej i peelingów chemicznych. Dermo-Roller ACTIV System składa się z wałeczka pokrytego cienkimi, stalowymi mikro-igielkami o różnych długościach. Zalety i zastosowanie różnych długości igieł: - 0,25 mm - delikatne złuszczenie naskórka, poprawa kolorytu skóry - 0,30 mm - złuszczenie naskórka, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu skóry - 0,50 mm - złuszczenie naskórka, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu skóry - 0,75 mm - złuszczenie naskórka, kontrolowane uszkodzenie naskórka, pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny - 1,00 mm - złuszczenie naskórka, kontrolowane uszkodzenie naskórka, pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny, likwidacja przebarwień - 1,5 mm - głębokie uszkodzenie skóry, pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny, regeneracja skóry na wielu poziomach - 2,0 mm - bardzo głębokie uszkodzenie skóry, pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny, likwidacja przebarwień Derma Roller tworzy mikroskopijne kanaliki w skórze, co prowadzi do zwiększenia wytwarzania kolagenu i elastyny. Dzięki temu skóra staje się młodszą i wolniej się starzeje. Dodatkowo, dzięki mikroperforacji skóry, substancje aktywne wchłaniają się nawet o 3000% bardziej skutecznie niż podczas tradycyjnych aplikacji kosmetyków. Nasze derma rollery są sterylne zapakowane, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom. Działanie Derma-Rollera jest delikatne, nie uszkadza komórek skóry i naczynek krwionośnych. ACTIV System Dermo-Roller poprawia jędrność, elastyczność skóry oraz usuwa zmarszczki, blizny, plamy starcze i przebarwienia. Może być stosowany na cienkiej skórze na twarzy i ciele. Zabieg jest całkowicie naturalny i bezpieczny dla wszystkich typów cery. Po zabiegu nie ma nadwrażliwości na promienie słoneczne ani żadnych innych efektów ubocznych. Każde, nawet najmniejsze uszkodzenie naskórka, aktywuje procesy regeneracji skóry. Działanie Derma-Rollera pobudza te procesy, zwiększając gęstość skóry i zapewniając jej piękny, napięty wygląd. Zabiegi z użyciem Derma-Rollera powinno się wykonywać po znieczuleniu maścią Emla. Może wystąpić powierzchowne krwawienie i powstanie strupków. Po każdym zabiegu należy oczyścić i zdezynfekować roller. Dołączony kod producenta: AC113235. Przekonaj się jak skuteczne i bezpieczne są nasze Derma Rollery. Przywróć swojej skórze młodzieńczy blask już dziś!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC113235