

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/derma-roller-do-mezoterapii-rose-gold-0-25mm-192-igly-tytanowe-p-6448.html>

DERMA ROLLER DO MEZOTERAPII - ROSE GOLD 0,25mm 192 IGŁY TYTANOWE

Cena	39,27 zł
Numer katalogowy	1119767080
Kod producenta	1038541410
Kod EAN	5906717432026

Opis produktu

DERMA ROLLER DO MEZOTERAPII - ROSE GOLD 0,25mm 192 IGŁY TYTANOWE Rozbudź głębsze potencjały swojej skóry za pomocą profesjonalnego urządzenia do mezoterapii mikroigłowej - Derma Roller. Ten innowacyjny wałeczek, wyposażony w 192 tytanowe mikro-igiełki o długości 0,25 mm, to doskonała alternatywa dla zabiegów laserowych i chirurgii plastycznej. Stymulując regenerację i odbudowę skóry, Derma Roller to twoje narzędzie do zdrowej, promiennej cery. Przeznaczenie Derma Roller Rose Gold z igłami tytanowymi o długości 0,25 mm jest idealny do delikatnego złuszczenia naskórka, pobudzania mikrokrażeń i poprawy kolorytu skóry. Dzięki precyzyjnie wykonanym igłom tytanowym, ten roller zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort podczas wykonywania zabiegów. Długości igieł od 0,25 mm do 0,50 mm można stosować samodzielnie w zaciszu domowym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Działanie Derma Roller działa poprzez stymulację skóry za pomocą mikrouszkodzeń, które pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Dzięki temu skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna, a zmarszczki oraz przebarwienia są widocznie zredukowane. Dodatkowo, mikroperforacje skóry umożliwiają lepsze wchłanianie substancji aktywnych, co przekłada się na wzmożony efekt pielęgnacyjny. Korzyści - Złuszczenie naskórka i pobudzanie mikrokrażeń - Tworzenie mikrokanalików w skórze - Pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny - Likwidacja przebarwień i plam starczych - Poprawa konturu twarzy i jędrności skóry - Regeneracja skóry na różnych poziomach Bezpieczeństwo i zalecenia Aby zapewnić maksymalną higienę, każdy Derma Roller jest sterylnie zapakowany i nie był używany przed zabiegiem. Przed użyciem, pamiętaj o zdezynfekowaniu rollera za pomocą odpowiednich środków, takich jak AHD. Po zastosowaniu, roller należy umyć pod bieżącą wodą i dokładnie zdezynfekować. Zabieg jest naturalny i bezpieczny dla osób w każdym wieku oraz o każdym typie cery. Odkryj potęgę Derma Roller i daj swojej skórze nowe życie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC131991