

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/derma-roller-mezoterapia-20mm-192-igly-tytanowe-p-1131.html>

Derma Roller Mezoterapia 2.0mm 192 igły tytanowe

Cena	34,31 zł
Numer katalogowy	1119737363
Kod producenta	AC131997
Kod EAN	5906717432088

Opis produktu

Derma Roller Mezoterapia 2.0mm 192 igły tytanowe ACTIV System Dermo - Roller Dermo - Roller to profesjonalne narzędzie do mezoterapii mikroigłowej, oferujące alternatywę dla zabiegów laserowych, chirurgii plastycznej i głębokich peelingów chemicznych. Jest to innowacyjny sposób na regenerację i odbudowę skóry. Dermo Roller ACTIV to wałeczek pokryty cienkimi, tytanowymi mikro-igiełkami o długości od 0,25 mm do 2,0 mm, które w ciągu 5 minut dokonują blisko 250 tysięcy mikronakłuć na skórze. Wykonane z tytanu, są niezwykle cienkie i prawdziwie wbijają się w skórę. Precyzja wykonania igieł tytanowych gwarantuje bezpieczeństwo i komfort podczas zabiegu. Każda głowica tego rollera jest wyposażona w 192 igły TYTANOWE. Długości igieł i ich zastosowanie: - 0,25 mm: delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, poprawa kolorytu - 0,30 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu - 0,50 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa kolorytu Długości od 0,25 do 0,50 mm można stosować do użytku domowego z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. - 0,75 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny - 1,00 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień - 1,5 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, głębokie kontrolowane uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień - 2,0 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, bardzo głębokie kontrolowane uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień Derma Roller tworzy mikrouszkodzenia o mikroskopijnej wielkości w skórze, co zwiększa produkcję kolagenu i elastyny, zapobiegając starzeniu się skóry. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry substancje aktywne docierają głębiej niż w przypadku codziennego stosowania kosmetyków. Po użyciu derma rollera substancje aktywne są wchłaniane o 3000% więcej. Działanie stymulujące na skórę jest delikatne, dzięki czemu komórki rozrodcze skóry i naczynka pozostają nienaruszone. Ważne jest, aby upewnić się, że każdy roller jest sterylnie zapakowany, tak aby klient przed zabiegiem mógł zobaczyć, że nie był używany przez nikogo. ACTIV System Dermo-Roller działa poprzez: - usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między komórkami - pobudzenie żywych warstw skóry - wzrost przepływu krwi w skórze i pobudzenie fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny - stopniowe zmniejszenie rozstępów, blizn - poprawę konturu twarzy - jędrność i elastyczność skóry Skutki działania ACTIV System Dermo-Rollera: - napięcie i elastyczność skóry - spłycenie zmarszczek - eliminacja opadających powiek i kącików ust - redukcja skutków fotostarzenia skóry - wzmocnienie mięśni mimicznych - spłycenie zmarszczek mimicznych - rozjaśnienie plam starczych i przebarwień - pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, co sprawia, że są one silniejsze i mniej kruche - pogrubienie warstw żywych naskórka, dzięki czemu rozszerzone naczynka są mniej widoczne - redukcja blizn potrądzikowych - peeling naskórka - oczyszczenie naskórka - zwężenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych ACTIV System Dermo-Roller jest odpowiedni dla: - wszystkich grup wiekowych i typów skóry - stosowania na cienkiej skórze oraz na wszystkich częściach twarzy i ciała - bezbolesnej perforacji powierzchni skóry - braku nadwrażliwości na promienie słoneczne po zabiegu - braku skutków ubocznych Warto wiedzieć! Nawet najmniejsze uszkodzenie naskórka powoduje aktywację procesów samoodnowy w skórze. Systematyczne przeprowadzanie mikroperforacji naskórka to bezpieczna forma stymulacji skóry, która pobudza proces regeneracji i zwiększa gęstość skóry. Już po pierwszym zabiegu skóra staje się bardziej napięta i silniejsza. Po intensywnej terapii można uzyskać bardziej jędrną i młodszą skórę. Efekt widoczny jest już po 24 godzinach. Ilość zabiegów niezbędnych do uzyskania maksymalnego efektu zależy od indywidualnego stanu skóry. Prosimy pamiętać, że przed zabiegiem nale

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC131997

