

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/derma-roller-mikroigly-0-75-mm-p-1128.html>

Derma Roller Mikroigły 0,75 mm



Cena	34,31 zł
Numer katalogowy	1119737358
Kod producenta	AC131994
Kod EAN	5906717432057

Opis produktu

Derma Roller Mikroigły 0,75 mm Derma Roller Mikroigły 0,75 mm to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, które przynosi rewolucyjne rezultaty poprzez regenerację i odbudowę skóry. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, wałeczek jest pokryty cienkimi, tytanowymi mikro-igiełkami o precyzyjnej długości 0,75 mm. Przez około 5 minut pracy, ten innowacyjny derma roller dokonuje blisko 250 tysięcy mikronakłuć na skórze. Dzięki cienkości igieł wykonanych z tytanu, wprowadzenie ich w skórę jest niezwykle precyzyjne i przyjemne. Ich bezpieczny i komfortowy projekt gwarantuje bezpieczeństwo podczas zabiegu. Zalety korzystania z Derma Roller Mikroigły 0,75 mm to: - Delikatne złuszczenie naskórka, co poprawia koloryt skóry. - Pobudzenie mikrokrażenia, przynoszące działanie odmładzające. - Utworzenie mikrokanalików na skórze, przez które substancje aktywne mogą wnikać jeszcze głębiej. - Kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do stymulacji fibroblastów i produkcji kolagenu i elastyny. Działanie Derma Roller Mikroigły 0,75 mm opiera się na stworzeniu mikroskopijnych kanalików w skórze, które pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, opóźniając procesy starzenia się skóry. Dzięki temu, substancje aktywne z kosmetyków, aplikowane po użyciu derma rollera, mogą wnikać aż o 3000% głębiej niż w tradycyjnym stosowaniu. Skóra jest stymulowana w delikatny sposób, co zabezpiecza komórki rozrodcze skóry i naczynka przed uszkodzeniem. Derma Roller Mikroigły 0,75 mm może być stosowany przez osoby w każdym wieku oraz na każdym typie cery. Zabieg jest bezbolesny, a zaraz po zakończeniu skóra nie jest nadwrażliwa na promienie słoneczne. Systematyczne stosowanie mikroperforacji naskórka przy użyciu derma rollera pomaga w regeneracji skóry, poprawia jej jędrność oraz walczy ze skutkami fotostarzenia. Ważne informacje: Każdy derma roller powinien być sterylne zapakowany, tak aby klient mógł mieć pewność, że jest to urządzenie nieużywane. Po każdym użyciu derma rollera, zalecamy umycie go pod bieżącą wodą i zdezynfekowanie. Zgodnie z przepisami prawa o prawach konsumenta, produkt otwarty po dostarczeniu, ze względu na ochronę zdrowia i higienę, nie podlega zwrotowi. Używaj Derma Roller Mikroigły 0,75 mm, a zobaczysz, jak Twoja skóra nabierze nowego blasku i młodzieńczego wyglądu już po pierwszym użyciu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC131994