

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/derma-roller-profesjonalny-walek-do-mezoterapii-mikroiglowej-p-5642.html>

DERMA ROLLER - Profesjonalny Wałek Do Mezoterapii Mikroigłowej

Cena	25,16 zł
Numer katalogowy	1119762946
Kod producenta	1038524389
Kod EAN	5906717417818

Opis produktu

DERMA ROLLER - Profesjonalny Wałek Do Mezoterapii Mikroigłowej Opis: DERMA ROLLER to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, które jest nowoczesną alternatywą dla zabiegów laserowych, chirurgii plastycznej i peelingów chemicznych. Przełomowy system ACTIV Dermo-Roller zapewnia regenerację i odnowę skóry w innowacyjny sposób. Wałeczek jest pokryty cienkimi, stalowymi mikroigłkami o różnych długościach, umożliwiającym dokładnie 250 tysięcy mikronakłuć w ciągu zaledwie 5 minut. Każda głowica rollera posiada 540 igieł stalowych. Zalety różnych długości igieł: - 0,25 mm: delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, poprawa kolorytu - 0,30 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu - 0,50 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa kolorytu Długości od 0,25 mm do 0,50 mm można stosować w domu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. - 0,75 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny - 1,00 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień - 1,5 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień - 2,0 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, bardzo głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień DERMA ROLLER wykorzystuje mikrokanaliki w skórze, które stymulują naturalną produkcję kolagenu i elastyny, spowalniając starzenie się skóry. Dzięki temu, aktywne składniki preparatów kosmetycznych mogą przenikać głębiej niż przy zwykłym stosowaniu. Po zastosowaniu DERMA ROLLER skóra wchłania substancje aktywne do 3000% skuteczniej niż przed użyciem wałeczka. Dzięki delikatnej stymulacji, komórki skóry i naczynka pozostają nienaruszone. Należy pamiętać, że każdy DERMA ROLLER powinien być sterylnie zapakowany, aby zapewnić klientom kompletną pewność braku wcześniejszego użytkowania. Pamiętaj, że po użyciu wałeczka należy go dokładnie umyć i zdezynfekować zgodnie z zaleceniami. Początkowy delikatny ból podczas zabiegu jest indywidualne i zależy od osób. Nie należy stosować DERMA ROLLER na skołowane lub obolałe części skóry. DERMA ROLLER jest całkowicie naturalnym, bezpiecznym i nieinwazyjnym rozwiązaniem do stosowania domowego. Może być stosowany na różnych typach skóry, zarówno na twarzy, jak i na ciele. Zabieg jest bezbolesny i nie powoduje nadwrażliwości na promienie słoneczne. Brak efektów ubocznych sprawia, że DERMA ROLLER jest idealnym wyborem dla wszystkich, którzy pragną poprawić kondycję skóry. Każde najmniejsze uszkodzenie naskórka stymuluje proces samoregeneracji skóry. Jednak z wiekiem, skóra staje się mniej zdolna do samoodnowy, co można zauważyć na przykładzie wolniejszego gojenia się ran. Systematyczne wykonanie mikroperforacji naskórka ma więc bezpieczny wpływ na stymulację skóry, pobudzając jej regenerację i zwiększając gęstość. Już po pierwszym zabiegu Twoja skóra będzie bardziej napięta i mocniejsza. Regularne stosowanie DERMA ROLLER może prowadzić do uzyskania jędrnej i młodszego wyglądu skóry. Ilość zabiegów potrzebnych do uzyskania optymalnych rezultatów może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb skóry. Zabieg można przeprowadzać po uprzednim zastosowaniu maści znieczulającej, na przykład Emla, w zależności od preferencji klienta. Możliwe jest lekkie krwawienie i powstawanie strupków po zabiegu. Warto wiedzieć, że DERMA ROLLER to nowoczesne urządzenie do domowej mezoterapii mikroigłowej, które jest doskonałym rozwiązaniem dla osób pragnących poprawić stan swojej skóry.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC1746