

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/dermo-roller-activ-system-1-5-mm-p-5821.html>

DERMO-ROLLER ACTIV SYSTEM - 1,5 mm

Cena	22,85 zł
Numer katalogowy	1119763910
Kod producenta	1038529175
Kod EAN	5906717417818

Opis produktu

DERMO-ROLLER ACTIV SYSTEM - 1,5 mm Opis produktu: DERMO-ROLLER ACTIV SYSTEM to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, które oferuje alternatywę dla zabiegów laserowych, chirurgii plastycznej i peelingów chemicznych. Jest to innowacyjny sposób regeneracji oraz odbudowy skóry. Wałeczek dermo-rollera jest pokryty cienkimi stalowymi mikro-igiełkami o długości 1,5 mm, które w ciągu 5 minut dokonują blisko 250 tysięcy mikronałuć na skórze. Każda głowica rollera posiada 540 igieł stalowych. Derma-roller powoduje mikroskopijnej wielkości kanaliki w skórze i stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, co skutkuje spłyceniem zmarszczek, zwiększeniem jędrności i elastyczności skóry oraz likwidacją przebarwień. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry, składniki aktywne zawarte w kosmetykach docierają znacznie głębiej, co gwarantuje lepsze efekty ich stosowania. Skuteczność wchłaniania substancji aktywnych podczas stosowania derma-rollera jest nawet o 3000% większa w porównaniu z aplikacją kosmetyków tradycyjnymi metodami. Derma-roller jest bezpieczny w użytku domowym dla długości od 0,25 mm do 0,50 mm. Dla długości 1,5 mm, zabieg powinien być przeprowadzony pod nadzorem specjalisty lub po konsultacji z lekarzem. Dermo-roller należy stosować na sterylnej skórze, a każdy roller powinien być oryginalnie zapakowany, aby zapewnić klientom pełne bezpieczeństwo. Dermo-roller ACTIV SYSTEM jest polecany dla osób w każdym wieku, o różnych typach cery oraz na różnych częściach twarzy i ciała. Zabieg jest całkowicie naturalny i nie powoduje nadwrażliwości skóry na promienie słoneczne. Efekty działania dermo-rollera to między innymi: napięcie i elastyczność, spłycenie zmarszczek, eliminacja skutków fotostarzenia skóry oraz rozjaśnienie plam starczych i przebarwień. Systematyczne stosowanie dermo-rollera może prowadzić do uzyskania bardziej jędrnej i młodszej skóry. Liczba zabiegów potrzebnych do osiągnięcia maksymalnego efektu jest indywidualna i zależy od stanu skóry. Zabiegi powinno się wykonywać po zastosowaniu znieczulającej maści Emla, a po każdym zabiegu roller powinien być umyty i zdezynfekowany. Po zabiegu może wystąpić kropelkowe krwawienie oraz powstawanie strupków na skórze. Postaw na profesjonalną regenerację i odbudowę skóry dzięki DERMO-ROLLER ACTIV SYSTEM - 1,5 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC1746