

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/dermo-roller-aktywny-system-p-6184.html>

DERMO ROLLER AKTYWNY SYSTEM



Cena	37,42 zł
Numer katalogowy	1119765726
Kod producenta	1038537752
Kod EAN	5906717432057

Opis produktu

DERMO ROLLER AKTYWNY SYSTEM Profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, które stanowi alternatywę dla zabiegów laserowych i chirurgii plastycznej. Dermo Roller ACTIV System to innowacyjny sposób regeneracji i odnowy skóry. Wyposażony w wałeczek pokryty cienkimi, tytanowymi mikroigłami o różnych długościach, umożliwia blisko 250 tysięcy mikronałuć na skórze w ciągu zaledwie 5 minut. Precyzyjne wykonanie igieł tytanowych gwarantuje bezpieczeństwo i komfort podczas zabiegu. W każdej głowicy Dermo Rollera znajduje się 192 igieł TYTANOWYCH. Zastosowanie różnych długości igieł: - 0,25 mm - delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokążeń, poprawa kolorytu skóry - 0,30 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokążeń, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu skóry - 0,50 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokążeń, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa kolorytu skóry Długości od 0,25 do 0,50 można stosować w domu, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. - 0,75 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokążeń, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny - 1,00 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokążeń, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, likwidacja przebarwień - 1,5 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokążeń, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, głębokie uszkodzenie skóry właściwej, pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, likwidacja przebarwień - 2,0 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokążeń, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, bardzo głębokie uszkodzenie skóry właściwej, pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, likwidacja przebarwień Derma Roller tworzy mikroskopijne kanaliki w skórze, co prowadzi do zwiększenia produkcji kolagenu i elastyny, spowalniając proces starzenia się skóry. Dzięki tym mikroperforacjom, aktywne składniki zawarte w kosmetykach docierają głębiej niż podczas zwykłego aplikowania na skórę. Po użyciu Derma Rollera, skóra wchłania substancje aktywne nawet 3000% skuteczniej. Działanie Derma Rollera jest łagodne, nie powoduje uszkodzeń komórek skóry. Stosowanie Derma Rollera ACTIV System przynosi liczne korzyści: - Poprawia napięcie i elastyczność skóry. - Splyca zmarszczki. - Eliminuje opadające powieki i kąciki ust. - Zmniejsza skutki fotostarzenia skóry. - Wzmacnia mięśnie mimiczne. - Splyca zmarszczki mimiczne. - Rozjaśnia plamy starcze i przebarwienia. - Pogrubia ściany naczyń krwionośnych, wzmacniając je. - Poprawia kondycję skóry na wielu poziomach. - Splyca blizny potrądzikowe. - Oczyszcza i złuszcza naskórek. - Zwęża rozszerzone ujścia gruczołów łojowych. Zabieg Dermo Roller można przeprowadzać na każdym typie skóry i na różnych częściach twarzy i ciała. Jest całkowicie naturalny i bezpieczny, nie powoduje nadwrażliwości na promienie słoneczne ani efektów ubocznych. Systematyczne stosowanie mikroperforacji skóry stymuluje jej regenerację, zwiększa gęstość skóry i przyspiesza proces gojenia się ran. Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu, a ilość zabiegów zależy od indywidualnego stanu skóry. Przy używaniu Derma Rollera zalecamy zastosowanie maści znieczulającej Emla dla większego komfortu. Po zabiegu może pojawić się drobne krwawienie i tworzenie się strupków. Po każdym użyciu, roller należy umyć pod bieżącą wodą i zdezynfekować. Przed rozpoczęciem zabiegu, również należy zdezynfekować roller, na przykład za pomocą AHD. Zabieg można przeprowadzać na skórze z odrobiną soli fizjologicznej. Kod producenta: AC131994

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC131994