

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/dermoroller-activ-system-05mm-p-6123.html>

DERMOROLLER ACTIV System 0.5mm

Cena	14,62 zł
Numer katalogowy	1119765421
Kod producenta	AC1600
Kod EAN	5906717418822

Opis produktu

DERMOROLLER ACTIV System 0.5mm Opis produktu: DERMOROLLER ACTIV System 0.5mm to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, które rewolucjonizuje regenerację i odbudowę skóry. Wyposażony w cienkie igiełki o długości 0,5 mm, zapewnia on skuteczną stymulację skóry bez potrzeby korzystania z inwazyjnych zabiegów chirurgicznych czy agresywnych peelingów chemicznych. System ACTIV Dermo-Roller został zaprojektowany w taki sposób, aby znacząco pobudzić produkcję kolagenu i elastyny w skórze. Dzięki mikroperforacjom dokonywanym przez 540 stalowych igiełek na głowicy urządzenia, Twój naskórek zostanie delikatnie złuszczone, a mikrokanaliki umożliwią głębsze wnikanie aktywnych składników kosmetyków, które normalnie nie docierałyby do skóry w pełni. Wybór długości igiełek jest kluczowy dla osiągnięcia pożądaných efektów. Długość 0,5 mm jest odpowiednia do złuszczenia naskórka, stymulacji mikrokrążenia, tworzenia mikrokanalików oraz poprawy kolorytu skóry. Możesz z powodzeniem używać tej długości dermorollera w domowym zaciszu, ściśle przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa. ACTIV System Dermo-Roller ma wiele korzyści dla Twojej skóry. Zabieg ten poprawia jej jędrność, elastyczność, a także sypca zmarszczki, blizny i rozstępy. Dodatkowo, skóra staje się młodszą, świeższą i bardziej napiętą. Natomiast rozjaśnienie plam starczych i przebarwień oraz pogrubienie ścian naczyń krwionośnych sprawiają, że Twoja skóra nabiera naturalnego blasku. Zabieg za pomocą DERMOROLLER ACTIV System 0.5mm jest całkowicie naturalny, bezpieczny i może być przeprowadzany na cienkiej skórze oraz na wszystkich częściach twarzy i ciała. Ponadto, po zabiegu nie występuje nadwrażliwość na promienie słoneczne, więc możesz cieszyć się przeprowadzonymi procedurami bez obaw. Po pierwszym zabiegu zauważysz różnicę w kondycji swojej skóry. Działanie dermorollera prowadzi do regeneracji skóry i zwiększenia jej gęstości. Efekty są widoczne już po 24 godzinach, a ilość niezbędnych zabiegów zależy od indywidualnych potrzeb Twojej skóry. Postaraj się przestrzegać zasad higieny podczas korzystania z dermorollera. Każdy roller powinien być sterylnie zamknięty i oryginalnie zapakowany przed użyciem. Po każdym zabiegu należy dokładnie umyć i zdezynfekować urządzenie. Dermoroller ACTIV System 0.5mm to Twoje narzędzie do odnowy i poprawy kondycji skóry. Niewielki wysiłek związany z tą bezbolesną procedurą przyniesie Ci wspaniałe rezultaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC1600