

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/pielegnacja-mezoterapeutyczna-roller-rose-gold-p-1126.html>

Pielęgnacja Mezoterapeutyczna Roller Rose Gold

Cena	34,31 zł
Numer katalogowy	1119737354
Kod producenta	AC131992
Kod EAN	5906717432033

Opis produktu

ACTIV System Dermo - Roller Dermo - Roller to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, znanego również jako Derma Roller. Stanowi alternatywę dla skomplikowanych zabiegów laserowych, chirurgii plastycznej oraz głębokich peelingów chemicznych. Ta innowacyjna metoda regeneracji i odbudowy skóry cieszy się coraz większym uznaniem. Dermo Roller ACTIV to wałeczek pokryty cienkimi, tytanowymi mikro-igiełkami o długości od 0,25mm do 2,0mm, który w ciągu 5 minut wykonuje blisko 250 tysięcy mikronakłuć na skórze. Wykorzystanie tytanowych igiełek gwarantuje bezpieczeństwo i komfort podczas zabiegu. Długość igiełek determinuje różne zastosowania terapeutyczne: - 0,25 mm: delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, poprawa kolorytu - 0,30 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu - 0,50 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa kolorytu Długości od 0,25 do 0,50 można bezpiecznie stosować w domowych warunkach. - 0,75 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny - 1,00 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień - 1,5 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, głębokie uszkodzenie skóry właściwej, pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień - 2,0 mm: złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrażenia, utworzenie mikrokanalików, bardzo głębokie uszkodzenie skóry właściwej, pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień Wykorzystanie Derma Rollera powoduje mikroskopijne mikrouszkodzenia skóry, co stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, opóźniając proces starzenia się skóry. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry, substancje aktywne zawarte w kosmetykach głębiej wnikały w skórę niż podczas standardowego nakładania. Dzięki temu procesowi, skóra wykazuje lepszą kondycję i elastyczność. Po zastosowaniu Derma Rollera, substancje aktywne wnikają do skóry nawet 3000% bardziej efektywnie niż bez tego urządzenia. Działanie Derma Rollera jest delikatne, nie uszkadza komórek skóry ani naczynek krwionośnych. Przed każdym zabiegiem, ważne jest upewnienie się, że roller jest sterylny i nie był wcześniej używany. Rollery powinny być oryginalnie i fabrycznie zapakowane. ACTIV System Dermo-Roller zapewnia liczne korzyści: - Poprawienie napięcia i elastyczności skóry - Redukcja zmarszczek - Wzmocnienie mięśni mimicznych - Rozjaśnienie plam starczych i przebarwień - Redukcja blizn potrądzikowych - Zwężenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych Zabieg z użyciem ACTIV System Dermo-Rollera jest całkowicie naturalny i bezpieczny, co oznacza, że może być stosowany przez osoby w każdym wieku i o wszystkich typach cery. Bezbolesna perforacja powierzchni skóry nie powoduje nadwrażliwości na promienie słoneczne po zabiegu, a także nie ma żadnych skutków ubocznych. Warto pamiętać, że roller jest sterylny i nie był wcześniej używany. Rollery powinny być oryginalnie i fabrycznie zapakowane. Systematyczne przeprowadzanie mikroperforacji naskórka jest bezpieczną formą stymulacji skóry, pobudzającą jej regenerację i wzmacniającą jej gęstość. Już po jednym zabiegu można zauważyć napiętą i mocniejszą skórę. Efekt pełni widoczny jest po 24 godzinach. Liczba potrzebnych zabiegów jest zależna od indywidualnego stanu skóry. Przed przeprowadzeniem zabiegu z Derma Rollerem zaleca się nałożenie maść Emla w celu znieczulenia. Po zabiegu możliwe są drobne krwawienia i powstanie strupków. Roller powinien być umyty i zdezynfekowany przed i po zabiegu. Ważne jest, aby korzystać z rollerów sterylnych, fabrycznie zapakowanych. Informujemy, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, produkt dostarczany w zabezpieczonym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu, nie podlega zwrotowi z powodu ochrony zdrowia i higieny. Kod producenta: AC131992

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC131992