

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/system-dermaroller-activ-1-5mm-540-igiel-p-6223.html>

System Dermaroller ACTIV 1,5mm 540 igieł

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 23,88 zł |
| Numer katalogowy | 1119765886 |
| Kod producenta | 1038538615 |
| Kod EAN | 5906717417818 |

Opis produktu

System Dermaroller ACTIV 1,5mm 540 igieł ACTIV System Dermaroller to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, które stanowi alternatywę dla zabiegów laserowych, chirurgii plastycznej oraz głębokich peelingów chemicznych. Jest to innowacyjny sposób regeneracji i odbudowy skóry. Dermo Roller ACTIV to wałeczek pokryty cienkimi, stalowymi mikro-igiełkami o długości 1,5 mm, które w ciągu 5 minut dokonują blisko 250 tysięcy mikronakłuć na skórze. Głowica każdego rollera jest wyposażona w 540 igieł stalowych. Dermo-Roller działa poprzez usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między komórkami skóry. Pobudza również żywe warstwy skóry, co prowadzi do wzrostu przepływu krwi oraz syntezy kolagenu i elastyny przez fibroblasty. Stopniowo słyca rozstępny, blizny, poprawia kontur twarzy oraz jędrność i elastyczność skóry. Zastosowanie Dermo-Rollera ma wiele korzyści, takich jak: napięcie i elastyczność skóry, spłylenie zmarszczek, eliminacja opadających powiek i kącików ust, likwidacja skutków fotostarzenia skóry, wzmocnienie mięśni mimicznych, spłylenie zmarszczek mimicznych, rozjaśnienie plam starczych i przebarwień, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, spłylenie blizn potrądzikowych, peeling naskórka, oczyszczenie naskórka oraz zwężenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych. ACTIV System Dermo-Roller może być stosowany przez osoby w każdym wieku i o każdym typie cery. Może być używany zarówno na cienkiej skórze, jak i na różnych częściach twarzy i ciała. Zabieg jest całkowicie naturalny, bezpieczny i nie powoduje nadwrażliwości na promienie słoneczne. Nie ma również skutków ubocznych. Dla uzyskania maksymalnego efektu, zaleca się systematyczne przeprowadzanie mikroperforacji naskórka. Po zastosowaniu intensywnej terapii można uzyskać bardziej jędrną i młodszą skórę. Efekt jest widoczny już po 24 godzinach. Liczba zabiegów, które należy przeprowadzić, zależy od indywidualnego stanu skóry. Każdy roller powinien być sterylne zamknięty, aby zapewnić klientom świadomość, że nie był wcześniej używany. Po każdym zabiegu roller powinien być umyty pod bieżącą wodą i zdezynfekowany. Przed wykonaniem zabiegu Derma-Roller również należy zdezynfekować. Kod producenta: AC1746

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC1746