

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/dermo-roller-mikroigly-1-5-mm-p-3134.html>

Derma Roller Mikroigły 1,5 mm

Cena	31,68 zł
Numer katalogowy	1119747016
Kod producenta	1038468447
Kod EAN	5906717417818

Opis produktu

Derma Roller Mikroigły 1,5 mm to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, które oferuje innowacyjny sposób regeneracji i odbudowy skóry. Derma Roller ACTIV to wyjątkowy wałeczek pokryty cienkimi, stalowymi mikro-igiełkami o długości 1,5 mm, który w ciągu 5 minut dokonuje blisko 250 tysięcy mikronałów na skórze. Głowica została wyposażona w 540 igieł stalowych, które zapewniają precyzyjne i skuteczne działanie. Derma Roller Mikroigły tworzy mikroskopijne kanaliki w skórze, co stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, przyczyniając się do spłycenia zmarszczek, poprawy jędrności i elastyczności skóry. Dodatkowo, dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry, produkty aktywne docierają znacznie głębiej niż podczas codziennej aplikacji kosmetyków. Po użyciu derma rollera, substancje aktywne są wchłaniane o 3000% więcej. Terapia za pomocą Derma Roller Mikroigły jest całkowicie naturalna i bezpieczna dla skóry. Może być wykonywana na twarzy oraz innych częściach ciała. Zabieg jest rekomendowany dla osób w każdym wieku i o każdym typie skóry. Działanie derma rollera prowadzi do spłycenia zmarszczek, eliminacji skutków fotostarzenia skóry, poprawy konturu twarzy, a także rozjaśnienia plam starczych i przebarwień. Każdy Derma Roller Mikroigły jest sterylnie zapakowany, gwarantując klientom higienę i bezpieczeństwo. Po każdym użyciu, należy umyć roller pod bieżącą wodą i zdezynfekować. Przed zabiegiem roller również powinien zostać zdezynfekowany. W komplecie znajduje się maszynka do dezynfekcji AHD oraz maść Emla, która może zostać użyta do znieczulenia przed zabiegiem. Wejdź na wyższy poziom pielęgnacji skóry i sięgnij po Derma Roller Mikroigły 1,5 mm - doskonałe rozwiązanie dla regeneracji i rewitalizacji Twojej skóry.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stan: Nowy

Kod producenta: AC1746