

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/lakier-hybrydowy-magnetyczny-5d-bengal-7-2ml-p-1590.html>

Lakier Hybrydowy Magnetyczny 5D - Bengal 7,2ml

Cena	27,02 zł
Numer katalogowy	1119740545
Kod producenta	AC136175
Kod EAN	5903274044495

Opis produktu

Lakier Hybrydowy Magnetyczny 5D - Bengal 7,2ml Doprowadź swoje paznokcie do perfekcji przy użyciu Lakieru Hybrydowego Magnetycznego 5D Bengal 7,2 ml. Ten wyjątkowy odcień różowo-brzoskwiniowego manicure zapewnia niepowtarzalną głębię koloru, dzięki magnetycznym drobinkom, które oddziałują ze specjalnym magnesem, tworząc efekt kociego oka. Aby uzyskać najbardziej spektakularny rezultat, polecamy aplikowanie bardzo cienkiej warstwy lakieru NEONAIL Professional Cat Eye 5D oraz wykorzystanie dwustronnego magnesu. Zastosowanie ich razem pozwoli Ci osiągnąć wyjątkową głębię koloru i oczarować swoim manicure. Do zastosowania lakieru hybrydowego Magnetycznego 5D Bengal, należy przygotować paznokcie. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, a następnie przemyć Nail Cleanerem. Następnie, nałożyć cienką warstwę HARD BASE i utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli. Kolejno, nałożyć cienką warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze, najlepiej Pure Black 2996, i utwardzić również według tabeli. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze większą głębię koloru, czynność powtórz. Przed użyciem lakieru hybrydowego NeoNail Professional Cat Eye 5D, należy obrócić buteleczkę w dłoniach, aby opiłki metalu równomiernie się rozłożyły, a następnie zaaplikować bardzo cienką warstwę w wybranym kolorze. Przyłóż dwustronny magnes na odległość około 5 mm, a następnie utwardź w lampie LED lub lampie UV według tabeli. Ostatecznie, nałożyć warstwę HARD TOP dla nadania bardzo wyrazistego połysku. Utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli, a następnie przemyć Nail Cleanerem. Jeśli chcesz ściągnąć lakiero-żel z paznokci, zmatowić blokiem polerskim błyszczącą warstwę, a następnie zastosować Aceton. Aby to zrobić, nanieś aceton na folię Foil Nail Wraps lub zastosuj wacik i przykryj nim paznokieć, następnie owiń go folią aluminiową i pozostaw na okres około 10 minut. Jeśli pozostaną resztki lakiero-żelu, możesz je usunąć drewnianym patyczkiem lub metalowym kopytkiem. Skład: Dipentaerythritol Hexaacrylate, Hydroxypropyl Methacrylate, HEMA, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Trimethylolpropane Triacrylate, Bis-Trimethylbenzoyl Phenylphosphine Oxide, +/- CI 12085, CI 15800, CI 60725, CI 15880, CI 77510, CI 11710, CI 17200, CI 77891, CI 77266, CI 61565. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku profesjonalnego. Prosimy o dokładne przeczytanie sposobu użycia. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Może powodować reakcję alergiczną. W przypadku podrażnienia zaprzestań stosowania. Przechowuj z dala od dzieci. Kod producenta: AC136175

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC136175