

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/sonobella-dermaroller-540-igiel-0-5mm-profesjonalne-urządzenie-kosmetyczne-p-1419.html>



## Sonobella Dermaroller 540 igieł 0,5mm - Profesjonalne urządzenie kosmetyczne

Cena	<b>18,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1119738806</b>
Kod producenta	<b>BSROLLER0,5MM</b>
Kod EAN	<b>0791000832592</b>

### Opis produktu

Profesjonalne urządzenie kosmetyczne Sonobella Dermaroller 540 igieł 0,5mm to niezbędne wyposażenie każdego domowego gabinetu urody. Zaprojektowane z wysoką jakością wykonania, zapewnia znakomite efekty mezoterapii w wygodny sposób. Dzięki Sonobella Dermaroller możesz teraz samodzielnie przeprowadzać zabiegi mezoterapii, bez konieczności wizyt w salonach kosmetycznych. Mezoterapia, oparta na metodzie Microneedle Therapy, umożliwia efektywne penetrowanie skóry przez warstwy naskórka i skórę właściwą. Dzięki temu, Twoja skóra staje się doskonale nawilżona, wygładzona i odżywiona. Metoda ta stymuluje naturalne procesy regeneracyjne skóry, przyczyniając się do poprawy jej kondycji. Jest to sprawdzona metoda, która nie wymaga chirurgicznego leczenia objawów starzenia. Sonobella Dermaroller posiada 540 igieł wykonanych z chirurgicznej stali, które łatwo aplikują nałożony na skórę kosmetyk. Dzięki regularnemu przesuwaniu igieł po skórze, aktywne składniki skutecznie docierają do naskórka i tkanki skóry. Efektem zabiegu jest piękna i dobrze utrzymana skóra. Ten bezpieczny i niezawodny urządzenie może być stosowane przy walce z cellulitem, zmarszczkami, rozstępami i przebarwieniami. Jest również polecane w profilaktyce wypadania włosów. Każdy egzemplarz Sonobella Dermarollera jest sterylnie zapakowany i gotowy do użycia. Po zabiegu łatwo go opłukać w płynie dezynfekującym, aby zapewnić odpowiednią higienę. Pamiętaj, aby jedno urządzenie używać tylko jedna osoba, aby uniknąć ryzyka zakażenia wirusem HIV, żółtaczką lub innymi. Sonobella Dermaroller jest dostępny w różnych wersjach, różniących się długością igieł. Aktualnie dostępne modele to: 0.2mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm. Wybierz odpowiedni dla siebie, aby osiągnąć najlepsze rezultaty zabiegu mezoterapii.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kod producenta:** BSROLLER0,5MM