

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/ultima-m5-w-bezprzewodowy-mikronakluwacz-dermapen-p-14855.html>



Ultima M5-W Bezprzewodowy Mikronakłuwacz Dermapen

Cena	405,44 zł
Numer katalogowy	1119782011
Kod producenta	1038524047
Kod EAN	0791000832172

Opis produktu

Ultima M5-W Bezprzewodowy Mikronakłuwacz Dermapen - Wysokiej Jakości Urządzenie Mezoterapii Mikroigłowej. Przedstawiamy nowość na rynku kosmetycznym i medycyny estetycznej - Dermapen Dr Pen ULTIMA M5-W Bezprzewodowy. Ten innowacyjny dermapen został stworzony z myślą o wykonywaniu profesjonalnych zabiegów mezoterapii mikroigłowej. Jego skuteczność w redukcji drobnych zmarszczek, przebarwień, blizn i rozstępów jest niezrównana. Ponadto, wpływa na głęboką regenerację i naprawę skóry, spowalniając procesy starzenia się. Dzięki precyzyjnym mikronakłuciom, dermapen pobudza skórę do naturalnej produkcji kolagenu i elastyny, wspierając jej naturalny proces regeneracji. Zastosowanie dermapenu M5-W jest wszechstronne i obejmuje takie obszary jak: twarz (włączając okolice oczu, w tym powieki), szyję, dekolty oraz ciało (uda, pośladki, brzuch, ramiona i dłonie). Zabieg mezoterapii mikroigłowej polega na wywołaniu kontrolowanego stanu zapalnego (dzięki mikronakłuciom skóry) oraz intensywnej regeneracji i naprawie skóry. Dzięki temu naskórek jest stymulowany, a składniki aktywne są łatwiej transportowane i przenikają głębiej. Efektem zabiegu mezoterapii mikroigłowej jest poprawa struktury i funkcji skóry, a także wzrost napięcia i elastyczności. Korzyści stosowania mezoterapii mikroigłowej za pomocą dermapenu: - Wygładzenie drobnych zmarszczek - Poprawa owalu twarzy - Wyrównanie kolorytu skóry - Zwiększenie nawilżenia - Redukcja blizn potrądzikowych, pooperacyjnych oraz rozstępów - Redukcja cellulitu - Wsparcie zapobiegania łysieniu - Poprawa gęstości i elastyczności skóry - Ograniczenie wydzielania sebum - Wyrównanie struktury skóry - Ożywienie i wygładzenie skóry - Przywrócenie odpowiedniego napięcia. Wskazania do zastosowania mezoterapii mikroigłowej: - Głębokie i utrwalone zmarszczki - Utrata jędrności skóry - Przebarwienia i nierówny koloryt skóry - Blizny, rozstępy, cellulit - Stymulacja wzrostu włosów - Trądzik. Należy pamiętać, że zabieg dermapenem nie może być przeprowadzany w przypadku stwierdzenia takich przeciwwskazań jak: stany zapalne skóry i infekcje, opryszczka, brodawki, mięczak zakaźny, trądzik różowaty, ciąża, okres laktacji, skłonność do powstawania bliznowców, choroby zakaźne, choroby nowotworowe, choroby autoimmunologiczne, zmniejszenie krzepliwości krwi i przyjmowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, cukrzyca oraz teleangiektazje. Nie stosować na brodawki, pieprzyki, aktywne opryszczki i znamiona. Dermapen ULTIMA M5-W Bezprzewodowy to urządzenie o najwyższej jakości wykonania. W zestawie znajdują się kartridże z różną ilością igieł, które precyzyjnie dobierane są do konkretnych obszarów ciała. Urządzenie posiada wbudowany akumulator, pozwalający na pracę przez 4 godziny. Dostępne są również diody sygnalizujące poziom naładowania baterii, aby zawsze być gotowym do pracy. Jego niewielka waga (76g) oraz kompaktowe wymiary (150x23mm) czynią go wygodnym w użyciu i przechowywaniu. Dermapen ULTIMA M5-W jest wykonany ze stali chirurgicznej w kolorze złotym, co dodaje mu elegancji. Bezpłatna gwarancja na okres 12 miesięcy zapewnia pełne zadowolenie z zakupu. Zestaw zawiera: - Urządzenie Dermapen ULTIMA M5-W - Kartridże 12 (ze sterylnym opakowaniem) - Zasilacz - Kabel - Pudełko - Plastikowe etui - Instrukcja obsługi w języku polskim. Jeżeli szukasz profesjonalnego urządzenia do mezoterapii mikroigłowej, Dermapen ULTIMA M5-W Bezprzewodowy jest idealnym wyborem. Przywróć swojej skórze blask, gładkość i młodszy wygląd już dziś!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: BSM5W