

Link do produktu: <https://b2bbeauty.pl/urz-oczysz-wodorowe-yoshida-5w1-h5020-p-9502.html>

Urz. oczysz. wodorowe Yoshida 5w1 H5020

Cena	10 780,00 zł
Numer katalogowy	1119733888
Kod producenta	AC123445
Kod EAN	5906717413063

Opis produktu

Nowość na rynku! Peeling wodorowy Yoshida H5020 to innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie najskuteczniejsze technologie do rewitalizacji skóry. Dzięki peelingowi wodorowemu, oczyszczaniu wodnemu, sprayowi, ultradźwiękom, falom radiowym oraz głowicy ciepło-zimno, zapewniasz swojej skórze kompleksową pielęgnację i spektakularne efekty odmłodzenia. Wykorzystanie technologii uwodorniania wody w peelingu wodorowym umożliwia nie tylko oczyszczanie skóry, ale również opóźnia procesy starzenia się. Każda dodatkowa cząsteczka wodoru przyłącza wolne rodniki na powierzchni skóry, tworząc niezawodną cząsteczkę wody, która jest bezpieczna dla skóry i organizmu. Seria zabiegów peelingujących przywraca młodzieńczy blask i rozjaśnia skórę. Dzięki specjalnym końcówkom, zabieg jest niezwykle precyzyjny i może być stosowany nawet na delikatnej i wrażliwej skórze. To prawdziwa rewolucja na rynku kosmetycznym. Oczyszczanie wodne umożliwia dokładne i higieniczne usunięcie martwych komórek naskórka. W przypadku braku opcji uwodorniania wody w urządzeniu, peeling można przeprowadzić za pomocą wody z funkcją zassania. Zalecamy użycie wody mineralnej, aby uzyskać najlepsze efekty. Dzięki funkcji sprayu, aplikowanie substancji aktywnych na skórę staje się bardzo higieniczne i wygodne. Preparat zostanie równomiernie i odpowiednio nałożony na skórę. Korzystając z ultradźwięków, możesz wprowadzić substancje aktywne w głębokie warstwy skóry. Ultradźwięki przyczyniają się do lepszego nawilżenia, odżywienia i regeneracji skóry. Zapobiegają one ulatnianiu się substancji aktywnych, co sprawia, że pielęgnacja staje się skuteczniejsza. Fale radiowe generują ciepło endogenne w skórze, ogrzewając włókna kolagenowe i elastynowe do temperatury 45-57 stopni Celsjusza. Efektem tego jest niwelowanie drobnych zmarszczek i niesurgicalne liftingowanie skóry. Fale radiowe stymulują również wzrost fibroblastów, co dodatkowo zagęszcza skórę i zmniejsza widoczność rumienia. Możesz wybrać spośród trzech rodzajów fal i regulować moc działania głowicy. Technologia głowicy ciepło-zimno polega na zmianie temperatury. Możesz wybrać opcję chłodzenia lub podgrzewania. Młotek ciepło-zimno stymuluje skórę, poprawiając jej kondycję oraz stymulując naczynia krwionośne. Pozwala to zmniejszyć problemy z rumieniem, zahartować naczynia krwionośne, schłodzić skórę po mocnych zabiegach stymulujących lub na początku zabiegu rozszerzyć pory i rozgrzać tkankę przy pomocy masek rozpuszczających. Połączenie wszystkich technologii obecnych w tym urządzeniu umożliwia kompleksową rewitalizację skóry i zapewnia spektakularne efekty. Kod producenta: AC123445

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC123445